

User Manual

ME-D809GL

舒壓按摩墊使用說明書

SAMPO


隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取
並要求經銷商填妥購買日期，以確保您的權益

電壓	消耗功率	機體淨重
AC110V-60Hz	30W	2500g

外型尺寸
W350xD90xH290(mm)

各部名稱

- 1 兩組指壓按摩頭
- 2 鬆緊帶
- 3 電源線
- 4 電源開關
- 5 發泡體
- 6 合成塑膠皮套



聲寶股份有限公司・聲寶集團 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

建議使用部位



肩 頸
SHOULDER
& NECK



背 部
BACK



脚 底
FEET



大 腿
LEG



小 腿
CALVES

使用說明

- 請將電源插頭插入家用插座中(110V)。
請將紓壓按摩墊放至於欲按摩之部位上(可利用本按摩墊背面的鬆緊帶，固定於座椅上)。

- 便利線控式操作功能：
開啓電源開關，按摩功能即開始運作，反方向按電源按鍵則可關閉電源。
本產品可以依照個人需求，針對身體各酸痛處按壓，促進新陳代謝。
- 符合人體工學設計：
完全貼合腰部曲線，可使坐姿更挺直舒適，紓緩在辦公室長時間工作引起的背腰部肌肉疲勞感，也可輕鬆使用於身體其他欲按摩之部位。
- 建議使用時間：
本產品建議使用時間為30分鐘，須連續使用時需間隔15分鐘後再繼續使用。
- 使用完畢後，請關閉電源開關，且拔除電源線(切勿拉扯電源線)。
- 清潔方法：
本產品如遇髒污時，請用乾淨的溼布沾清水擦拭即可(不可卸下布套水洗)。



常見故障及處理方法

故 障 現 象	可 能 原 因	處 理 方 法
開機後不工作	電源插頭未插牢	重新插牢電源插頭
開機後不工作	沒有開啓電源	開啓電源
有異音	有異物跑進布套裡面	打開布罩拿出異物
布套破損	被銳利異物損傷	更換新品
突然停止工作	內部過熱保護	關閉電源並讓本產品休息半小時後再使用

緊急處理方法

- 禁止非專業人員進行分解，修理，改造本產品，以避免本產品功能故障。
- 如有任何問題，請速洽售後服務專線，或就近經銷商洽詢。

關於售後服務

- 送修前，請先聯絡04-24180315諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理，絕對不要自行拆卸本產品進行修理。

售 後 服 務 商：禾亞實業有限公司
地 址：台中縣大里市瓦瑤路56巷6號
售 後 服 務 專 線：04-24180315